

NUEVO

Asiento Elevado

- Fáciles de **instalar & limpiar**
- Para personas con **movilidad reducida**
- Soportan hasta **150 kg**
- Para **inodoros redondeados**
- **Altura** de 13cm




INSTALACIÓN


Kit de Fijación




1- Inserte los tornillos en los ejes del asiento



2- Inserte los tornillos de fijación en los orificios del inodoro



3- Enrosque las tuercas en los tornillos de fijación.



Limpeza

Para mantener el asiento en buen estado, límpielo con una esponja o paño suave y jabón suave. No utilice jabón abrasivo, alcohol, esponja de acero, detergentes fuertes o productos químicos agresivos.

Recomendamos quitar el asiento para una limpieza completa y eficaz del inodoro. Para la reinstalación, siga los pasos del 1 al 6.